



Referencia : 06-607-LYO **Scharlau Microbiology - Ficha de Datos Técnicos**  
Producto :  
**SUPLEMENTO SELECTIVO DE FUCSINA BÁSICA**  
**(250)**

---

#### **Especificación**

Suplemento selectivo y diferencial para la detección de coliformes.

#### **Contenido del envase**

La caja contiene 5 viales con el inhibidor y cinco viales con el disolvente(6ml de Etanol). Cada vial es suficiente para suplementar 500 mL de Endo Agar Base, Ref.01-589 y preparar 500 mL de Endo Agar.

#### **Contenido del vial**

Cantidad necesaria para 500 mL de medio completo.  
Fucsina básica.....250 mg

#### **Precauciones**

-Reactivo sólo para uso de laboratorio.  
-No utilizarlo si está caducado.

#### **Medios de cultivo de aplicación**

Ref. 01-589 Endo Base Agar

#### **Control de esterilidad**

No hay crecimiento tras la incubación durante 7días a  $32,5 \pm 2,5^{\circ}\text{C}$  y  $22,5 \pm 2,5^{\circ}\text{C}$  en Medio Fluido de Tioglicolato USP y Caldo Triptona y Soja.

#### **Almacenamiento**

Solo para uso de laboratorio. Mantener bien cerrado, al resguardo de la luz, en lugar fresco (entre  $2^{\circ}\text{C}$  y  $8^{\circ}\text{C}$ ).