

IBA. 600VET

Urine Analyzer

Lector de Tiras de Orina



Preciso y Veraz

Mantenimiento Sencillo

Resultados Confiables

Parámetros:

- Glucosa
- Bilirrubinas
- Cuerpos Cetónicos
- Gravedad Específica
- Eritrocitos
- pH
- Proteínas
- Urobilinógeno
- Nitritos
- Leucocitos
- Ácido Ascórbico



Especies Animales:

Caninos, Felinos, Equinos,
Bovinos, Porcinos, otros.

Método

Reflectancia con dos
longitudes de onda

520 nm
640 nm
660 nm

El ácido ascórbico o Vitamina C se ingiere principalmente en la dieta. La mayor parte se excreta inalterada en la orina, por esta razón el ácido ascórbico puede producir falsos negativos en los parámetros de Eritrocitos y Glucosa.

Las tiras para Uroanálisis 11A de Genrui ofrecen alta fiabilidad ya que poseen un sistema de protección integrado de ácido ascórbico.



Enfermedad Renal y de Tracto Urinario:
Presencia de Nitritos, Proteínas, SG, Eritrocitos, Leucocitos y pH



Diabetes Mellitus: Presencia de Glucosa y Cuerpos Cetónicos



Enfermedades Hepáticas y Biliares:
Presencia de Bilirrubina y Urobilónogeno



Especificaciones Técnicas

- **Rendimiento:** 60 muestras por hora
- **Modo de medida:** Test manual y automático
- **Voltaje de Operación:** AC 100-240V, 50/60Hz
- **Consumo de Poder:** 80VA
- **Memoria:** 2.000 Resultados
- **Peso:** 2,6 Kg
- **Dimensiones:** Alto 36 cm/ Fondo 22,5 cm/ Largo 16 cm
- **Temperatura:** 10°C -30° C
- **Humedad:** ≤ 70%
- Soporte LIS



Formato de Reporte
Semi-cuantitativo
Cualitativo



Control de Calidad
2 Niveles de Control



Tiempo de Espera
15 – 40 Segundos

Escríbenos a:
serviciocliente@annardx.com

PBX: (1)744 7979

Línea gratuita nacional:
018000 189 999

Sede principal: Av. Cl 20 No.39-79
Bogotá - Colombia

in Annar | annarht
 Annar Health Technologies

www.annardx.com