

“Pointcare® de MNCHIP. El dispositivo para usar al lado del paciente. Aún si estuviera en el espacio exterior”

## Modelos Pointcare® M3 y M4

El Pointcare® M3 y M4, son los más pequeños y potentes del mercado, sistema portátil de química clínica diseñados para pruebas precisas y cercanas al paciente.

Su diseño compacto y liviano con fuente de alimentación CD, lo convierte en un equipo adecuado para el embalaje y el transporte.


Software de control de calidad integrado: monitoree todo el proceso en tiempo real, garantizando un análisis consistente de muestras de sangre, reactivos, discos de microfluídos y analizador químico.

Obtenga resultados, diagnostique, converse con los pacientes y comience el tratamiento dentro de una visita (Integración del laboratorio y médico)



Pantalla táctil LCD

Lector de código de barras  
Pistola lectora en modelo M3  
Lector embebido con modelo M4



REF.	Panel	Analitos que trae el disco (disco por paciente)	Atención primaria	Urgencias	Pediatría	Hospitalización	Oncología	Seguimiento toxicidad farmacos	COVID 19
02.01.0118	Liver and Renal Function Lyophiliz ed Kit[9]	TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, TBIL, ALT, AST, GGT, UREA, CRE, GLU	•					•	
02.01.0119	Liver Function Panel Lyophiliz ed Kit[8]	TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, TBIL, DBIL, IBIL*, ALT, AST, GGT, ALP		•		•	•	•	
02.01.0120	Renal Function Panel Lyophiliz ed Kit[7]	CRE, UREA, UA, CO2, Ca2+, P, ALB	•		•		•		•
02.01.0121	Glucose and Lipid Panel Lyophiliz ed Kit[5]	TG, CHOL, HDL-C, LDL-C*, GLU, GSP	•		•		•		•
02.01.0122	Myocardial Enzyme Panel Lyophiliz ed Kit[5]	CK, CK-MB, LDH, α-HBDH, AST			•				•
02.01.0123	Electrolyte Panel Lyophiliz ed Kit[7]	K+, Na+, Cl-, CO2, Ca2+, Mg2+, P	•		•				
02.01.0124	General Chemistry II Lyophiliz ed Kit[8]	K+, Na+, Cl-, CO2, GLU, CRE, UREA, AMY		•		•	•	•	•
02.01.0125	Clinical Emergency Lyophiliz ed Kit (13)	CK, CKMB, Cl-, K+, UA, Na+, CO2, GLU, AMY, CRE, αHBDH, LDH, AST	•		•		•	•	•
02.01.0126	General Chemistry I Lyophiliz ed Kit[13]	TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, TBIL, DBIL, IBIL*, ALT, AST, UREA, CRE, UA, GLU, TG, CHOL, HDL-C, LDL-C*		•	•	•		•	•

\*Encuentre en las tablas los 12 paneles para el tamizaje de las enfermedades más comunes.

Escríbenos a:  
serviciocliente@annardx.com  
PBX: (1)744 7979  
Línea gratuita nacional:  
018000 189 999  
Sede principal: Av. Cl 20 No.39-79  
Bogotá - Colombia

in Annar | annarht  
Annar Health Technologies

www.annardx.com