

# WSE II PET

El estetoscopio inteligente, inalámbrico  
y digital para Médicos Veterinarios



Ausculte el  
corazón y los  
pulmones.



Mida la  
temperatura  
corporal.



**38° C**  
Temperatura

Monitoree la  
frecuencia  
cardíaca.



**100BPM**  
Latidos por  
minuto

Monitoree  
la saturación  
de oxígeno.



**99%**  
SpO2

Auriculares  
alámbricos y cable  
USB incluido.



Batería recargable  
incorporada.  
Garantía de 1 año.



- Mediante bluetooth conecte el dispositivo a su smartphone o computadora con la app wisepetplus en playstore.
- Registre y almacene los sonidos de la auscultación y reproduzca cuando desee.
- Reproduzca en alta calidad usando dispositivos externos de audio.
- Use el espectrograma presente en la aplicación para analizar la auscultación y facilitar la toma de decisiones.

#### •Especificaciones técnicas

Nombre del producto	Dispositivo inteligente de Diagnóstico Animal Wise Pet Plus
Nombre del modelo	AML W20
Precisión de la saturación de oxígeno	± 3 (%)
Precisión de la temperatura corporal	± 3°C (%)
Tiempo de uso continuo	72 Horas
Tiempo de carga de la batería	2.5 Horas
Dimensión	153x63x33 (mm)
Peso	120g (Bateria incluida)
Voltaje	DC 3.7 (V)
Consumo de energía	107 (mW)
Frecuencia de operación	2.4 GHz
Rango de temperatura	0°C ~ 40°C
Rango de humedad	30 - 70 (%)
Nivel de ruido	Menos de 70 (dBA)
Lugar de uso	Uso en interiores y exteriores



Escanea y descarga el brochure digital.



Innovación  
que transforma

Línea gratuita nacional: 018000 189 999  
Línea móvil única: 318 363 7668  
Bogotá - Colombia

serviciocliente@annardx.com  
ventas@annardx.com  
PBX: (1) 744 7979

[www.annardx.com](http://www.annardx.com)